

Název vyšetření: **Yersinia enterocolitica**

Stanovení celkových protilátek Yersinia enterocolitica O3 a O9 v lidském séru a současně vyšetření protilátek IgA a IgG proti Yersinia enterocolitica metodou WESTERNBLOT.

Zkratka:	Yersin, ZOO-sou		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev		
Četnost (odezva):	týdně	Zpracováno:	čtvrtek
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 7 dní	Teplota: 2 - 8°C	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 82 087 82 075		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-40 – Stanovení celkových protilátek Yersinia enterocolitica SOP-PLO-OKM-041 - Stanovení anti IgA Yersinia enterocolitica – Western blot SOP-PLO-OKM-042 - Stanovení anti IgG Yersinia enterocolitica – Western blot		
Jednotka:	titr		
Poznámka:	Vyšetření je součástí celého souboru vyšetření zoonóz (ZOO-sou), společně s Toxocarozou, Toxoplasmou a aglutinačními metodami (tularémie, listerióza a brucelóza).		

Referenční meze:

Protilátka	Referenční hodnota
BLOT IgA, IgG:	Negativní – hraniční - pozitivní
Aglutinace:	< 1:100 negativní
	1:200 hraniční
	> 1:400 pozitivní