

Název vyšetření: **Syfilis - protilátky**

Kompletní diagnostika syfilis zahrnuje průkaz treponemových anti -TP protilátek na analyzátoru ARCHITECT a netreponemových protilátek (RPR - rychlý plazmatický reaginový test).

Zkratka:	Syfilis		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev,		
Četnost (odezva):	72 hod	Zpracováno:	denně
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 7 dní	Teplota: 2 - 8°C	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 82 145 82 079		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-18 – Stanovení RPR SOP-PLO-OKM-157 - Stanovení Syfilis TP Architect		
Jednotka:	slovní hodnocení, S/CO		
Poznámka:	Reaktivní vzorky odesíláme na confirmaci do SZÚ NRL pro syfilis. K výsledku se přiloží kopie výsledku vyšetření zaslaného referenční laboratoří.		

Referenční meze:

Protilátka	Referenční hodnota
Syfilis TP:	< 1,0 S/CO - negativní
	> 1,0 S/CO – pozitivní
RPR:	negativní - pozitivní