

Název vyšetření: **Chlamydia pneumoniae - BLOT**

Vyšetření protilátek IgA, IgG proti Chlamydia pneumoniae v lidském séru nebo plazmě metodou BLOT-LINE (podle vysoce specifického antigenu P54 – lze spolehlivě rozlišit akutní fázi infekce).

Zkratka:	ChlaBLOT		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev		
Četnost (odezva):	týdně	Zpracováno:	dle možností laboratoře
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 7 dní	Teplota: 2 - 8°C	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 82 075		
SOP číslo – název:			
Jednotka:	Ne		
Poznámka:	Sporné výsledky vyšetření doporučujeme konfirmovat blotem.		

Referenční meze:

Protilátka	Referenční hodnota
IgA:	negativní – hraniční - pozitivní
IgG:	negativní – hraniční - pozitivní