

## Název vyšetření: **Hepatitida B**

Stanovení protilátek proti antigenům (anti-HBc IgM, anti-HBc total, anti-HBe IgM, HBeAg, anti-HBs, HBsAg) viru hepatitidy B na analyzátoru ARCHITECT.

<b>Zkratka:</b>	<b>HBV-mark</b> (všechny markery), <b>a-HBc to, a-HBc IgM, a-HBe, a-HBs, HBeAg, HBsAg</b>		
<b>Pracoviště:</b>	mikrobiologie	<b>Telefon:</b> kl.424	
<b>Materiál:</b>	srážlivá krev	<b>Minimální množství:</b> 5 ml	
<b>Pokyny k odběru:</b>	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev		
<b>Četnost (odezva):</b>	72 hod	<b>Zpracováno:</b>	denně
<b>Transport:</b>	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>Čas:</b> 7 dní	<b>Teplota:</b> 2 - 8°C	
<b>Interference:</b>	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
<b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina</b>	<b>Výkon-kód:</b> 82 077 82 119		
<b>SOP číslo – název:</b>	SOP-PLO-OKM-147, 148, 149, 150, 151, 152		
<b>Jednotka:</b>	S/CO, mIU/ml		
<b>Poznámka:</b>	Lze vybrat jednotlivá vyšetření nebo zvolit HBV-mark, kde vyšetřujeme všechny markery.		

## Referenční meze:

<b>Protilátka</b>	<b>Referenční hodnota</b>
<b>anti-HBc IgM:</b>	< 1,0 S/CO negativní
	> 1,0 S/CO pozitivní
<b>anti-HBc total:</b>	< 1,0 S/CO negativní
	> 1,0 S/CO pozitivní
<b>anti-HBe IgM:</b>	< 1,0 S/CO negativní
	> 1,0 S/CO pozitivní
<b>HBeAg:</b>	< 1,0 S/CO negativní
	> 1,0 S/CO pozitivní
<b>anti-HBs:</b>	< 10 mIU/ml negativní
	> 10 mIU/ml pozitivní
<b>HBsAg:</b>	< 1,0 S/CO negativní
	> 1,0 S/CO pozitivní