

## Název vyšetření: **Hepatitis A**

Vyšetření protilátek anti-HAV IgM, anti HAV-total se používají pro diferenciální diagnózu hepatitidy A na analyzátoru ARCHITECT.

<b>Zkratka:</b>	<b>HAV</b>		
<b>Pracoviště:</b>	mikrobiologie	<b>Telefon:</b> kl.424	
<b>Materiál:</b>	srážlivá krev	<b>Minimální množství:</b> 5 ml	
<b>Pokyny k odběru:</b>	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev		
<b>Četnost (odezva):</b>	72 hod	<b>Zpracováno:</b>	denně
<b>Transport:</b>	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>Čas:</b> 7 dní	<b>Teplota:</b> 2 - 8°C	
<b>Interference:</b>	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
<b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina</b>	<b>Výkon-kód:</b> 82 077		
<b>SOP číslo – název:</b>	SOP-PLO-OKM-153 – Stanovení HAVAb - IgM Architect SOP-PLO-OKM-154 – Stanovení HAVAb - IgG Architect		
<b>Jednotka:</b>	S/CO		
<b>Poznámka:</b>			

## Referenční meze:

<b>Protilátka</b>	<b>Referenční hodnota</b>
<b>anti-HAV IgM:</b>	< 0,8 S/CO negativní
	> 1,2 S/CO pozitivní
<b>anti-HAV IgG:</b>	< 1,0 S/CO negativní
	> 1,0 S/CO pozitivní