

Název vyšetření: Francisella tularensis – celkové protilátky

Vyšetření přítomnosti protilátek proti Francisella tularensis v lidském séru metodou aglutinace.

Zkratka:	TUL (samostatně), ZOO, ZOO-sou		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev,		
Četnost (odezva):	týdně	Zpracováno:	středa
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 7 dní	Teplota: 2 - 8°C	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 82 087		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-39 – Stanovení celkových protilátek Francisella tularensis		
Jednotka:	titr		
Poznámka:	Aglutinační metoda vyšetřována společně s brucelózou a listeriózou. Součástí ZOO-sou společně s vyšetřením na Toxoplasmu, Toxocarui, Yersinie.		

Referenční meze:

Referenční hodnota
<= 1:40 negativní
>= 1:80 pozitivní