

Název vyšetření: EBV – Epstein Barrové virus - IMUNOBLOT

Vyšetření protilátek v lidském séru proti EBV IgM a IgG metodou Imunoblot. Stanovujeme ve třídě IgM a IgG: anti-VCA, anti-EBNA, anti-EA.

Zkratka:	EBV-blot		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev		
Četnost (odezva):	týdně	Zpracováno:	dle počtu vzorků
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 7 dní	Teplota: 2 - 8°C	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 82097		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-54 – Stanovení EBV IgM – EUROIMMUN SOP-PLO-OKM-55 – Stanovení EBV IgG – EUROIMMUN		
Jednotka:	Ne		
Poznámka:	Konfirmační test		

Referenční meze:

Protilátka	Referenční hodnota
IgM, IgG:	negativní – hraniční - pozitivní