

Název vyšetření: Brucella abortus – celkové protilátky

Zkratka:	ZOO, ZOO-sou		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev,		
Četnost (odezva):	týdně	Zpracováno:	středa
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 7 dní	Teplota: 2 - 8°C	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 82 087		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-38 – Stanovení celkových protilátek Brucella abortus		
Jednotka:	titr		
Poznámka:	Aglutinační metoda vyšetřována společně s tularémií a listeriózou. Součástí ZOO-sou společně s vyšetřením na Toxoplasmu, Toxocarui, Yersinie.		

Referenční meze:

Referenční hodnota
< 1:80 negativní
> 1:160 pozitivní