

Název vyšetření: Aterogení index plasmy

Zkratka	AIP	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno, do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	
	teplota:	
Interference:		
Vykazování pojišťovnu: rutina	pro	Výkon-kód: Bod:
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-43	
Jednotka:		
Poznámka:	výpočet proveden z hodnot TGL a HDL cholesterolu	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	3 – 120 let	< 0,11