

## Název vyšetření: Aspartátaminotransferáza

<b>Zkratka</b>	<b>AST</b>	<b>Režim: Rutina/Statim</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon:</b> 419
<b>Materiál:</b>	srážlivá krev	<b>Minimální množství:</b> 7,5 ml
<b>Pokyny k odběru:</b>	odběr provádět na lačno, do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně/1 hod.	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25°C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	7 dní
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>	hemolýza	
<b>Vykazování pojišťovnu:</b> rutina statim	<b>pro</b> <b>Výkon-kód:</b> 81357 81113	<b>Bod:</b> 15 21
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-3	
<b>Jednotka:</b>	μkat/l	
<b>Poznámka:</b>		

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/muž	0 – 6 měsíců	0,38 – 1,21
žena/muž	7 – 12 měsíců	0,27 – 0,97
žena/muž	1 – 17 let	0,20 – 0,63
žena	18 – 120 let	0,17 – 0,60
muž	18 – 120 let	0,17 – 0,85