

## Název vyšetření: Alkalická fosfatáza

<b>Zkratka</b>	<b>ALP</b>	<b>Režim: Rutina/Statim</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon: 419</b>
<b>Materiál:</b>	srážlivá krev	<b>Minimální množství: 7,5 ml</b>
<b>Pokyny k odběru:</b>	odběr provádět na lačno, do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně/1 hod.	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25°C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	7 dní
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>	hemolýza	
<b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim</b>	<b>Výkon-kód:</b> 81421 81147	<b>Bod:</b> 15 21
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-25	
<b>Jednotka:</b>	μkat/l	
<b>Poznámka:</b>		

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena /muž	0 – 5 den	< 3,84
žena /muž	6 den – 6 měsíců	< 7,49
žena /muž	7 – 12 měsíců	< 7,69
žena /muž	1 – 6 let	< 4,67
žena /muž	7 – 12 let	< 5,00
žena	13 – 17 let	< 3,11
muž	13 – 17 let	< 6,51
žena	18 – 120 let	0,58 – 1,74
muž	18 – 120 let	0,67 – 2,15

## Název vyšetření: Amphetamin/Metamphetamin

<b>Zkratka</b>	<b>AMPMET</b>	<b>Režim: Rutina/Statim</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon: 419</b>
<b>Materiál:</b>	moč	<b>Minimální množství: 10 ml</b>
<b>Pokyny k odběru:</b>	moč se odbírá do plastové zkumavky (bez úprav) bez použití konzervantů	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně/1 hod.	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	18 – 25°C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	5 dní
	<b>teplota:</b>	2- 8 °C
<b>Interference:</b>		
<b>Vykazování pro pojišťovnu:</b> rutina statim	<b>Výkon-kód:</b> 99151 99115	<b>Bod:</b> 431 661
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-106	
<b>Jednotka:</b>	ng/ml	
<b>Poznámka:</b>	Výsledek vyšetření je orientační a slouží výhradně ke zdravotnickým účelům. Pro forenzní účely je nutno výsledek ověřit v akreditované toxikologické laboratoři. (Ústav soudního lékařství Brno).	

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/muž	0 – 120 let	Cut off pro stanovení amfetaminu/metamfetaminu v moči je 1000 ng/ml.