

Název vyšetření: Acidobazická rovnováha – sO₂c

Zkratka	sO₂c⁻, ASTRUP, ABR	Režim: Statim/ VitIndi
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	krev nesrážlivá, kapilární krev.	Minimální množství: 2 ml/200 µl
Pokyny k odběru:	odběr se provádí do odběrových souprav s přidavkem heparinu – monovetky pro krevní plyny – nezalamovat píst, odběr anaerobně, po odběru dobře promíchat válet mezi dlaněmi, místo vpichu nemačkat!	
Četnost (odezva):	30 min.	
Transport:	čas:	po odběru dodat do 15 min. do laboratoře
	teplota:	20 – 25°C
Stabilita laboratoři:	čas:	
	teplota:	
Interference:	sraženiny a kontaminace vzduchem	
Vykazování pro pojišťovnu: statim	Výkon-kód:	Bod:
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-127	
Jednotka:	%	
Poznámka:	výpočet proveden z hodnot Hgb, HHb	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	>95