

Název vyšetření: 25-HYDROXIVITAMIN D

Zkratka	vit_D	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno, do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	týdně	
Transport:	čas:	po odběru dodat do 1 hod. do laboratoře
	teplota:	20 – 25°C
Stabilita v laboratoři:	čas:	4 dny
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, vysoké dávky botinu – odběr provádět nejdříve 8 hodin po poslední dávce	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81681	Bod: 1267
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-145	
Jednotka:	nmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	75 – 250