

## Název vyšetření: Biologicky dostupný testosteron

<b>Zkratka</b>	<b>BAT</b>	<b>Režim: Rutina</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon:</b> 419
<b>Materiál:</b>	Srážlivá krev	<b>Minimální množství:</b> 7,5 ml
<b>Pokyny k odběru:</b>	odběr provádět na lačno, do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
<b>Četnost (odezva):</b>	2x týdně	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25 °C
<b>Stabilita laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	
	<b>teplota:</b>	
<b>Interference:</b>		
<b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina</b>	<b>Výkon-kód:</b>	<b>Bod:</b>
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-140	
<b>Jednotka:</b>	nmol/l	
<b>Poznámka:</b>	výpočet proveden z hodnot Alb, FT	

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena	18 – 49 let	0,071 – 0,635
muž	18 – 49 let	6,2 – 14,7
žena	50 – 120 let	0,029 – 0,389
muž	50 – 120 let	4,29 – 10,5