

Název vyšetření: Bílkovina

Zkratka	Bílk	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno, do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně/1hod	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25°C
Stabilita laboratoři:	čas:	1 měsíc
	teplota:	2 – 8°C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 81365 81125	Bod: 12 16
	SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-35
Jednotka:	g/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 7 dní	46 – 70
žena/muž	8 dní – 6 měsíců	44 – 76
žena/muž	7 – 12 měsíců	51 – 73
žena/muž	1 – 2 roky	56 – 75
žena/muž	3 – 17 let	60 - 80
žena/muž	18 -12 0 let	66 – 87