

Název vyšetření: Bílkovina v likvoru

Zkratka	BílkL	Režim: Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	likvor	Minimální množství: 5 ml
Pokyny k odběru:	likvor odebíráme do sterilních plastových zkumavek bez přídavku konzervantů	
Četnost (odezva):	1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	6 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: statim	Výkon-kód: 81129	Bod: 19
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-36	
Jednotka:	g/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 1 měsíc	0,25 – 0,72
žena/muž	2 – 3 měsíce	0,20 – 0,72
žena/muž	4 – 6 měsíců	0,15 – 0,50
žena/muž	7 měsíců – 1 rok	0,15 – 0,45
žena/muž	1 – 2 roky	0,10 – 0,40
žena/muž	3 – 4 roky	0,10 – 0,38
žena/muž	5 – 8 let	0,10 – 0,43
žena/muž	9 – 120 let	0,15 – 0,45