

Název vyšetření: Bílkovina/Kreatinin v moči – poměr

Zkratka	PCR, Bí/KrU	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	moč	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	odebírání se střední proud první ranní moče, je důležité dodržovat zásady správného odběru moče, moč odebíráme do plastové zkumavky (bez úprav) bez použití konzervantů	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	
	teplota:	
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód:	Bod:
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-36	
Jednotka:	mg/mmol	
Poznámka:	výpočet proveden z hodnot BílkU a KreatU	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena /muž	0 – 120 let	< 15,0