

Název vyšetření: γ -glutamyltransferáza

Zkratka	GMT, GGT	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita laboratoři:	čas:	7 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 81435 81153	Bod: 18 25
	SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-14
Jednotka:	μ kat/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 1 den	< 2,5
žena/muž	2 – 5 dní	< 3,1
žena/muž	6 dní – 6 měsíců	< 3,4
žena/muž	7 – 12 měsíců	< 0,55
žena/muž	1 – 3 roky	< 0,3
žena/muž	4 – 6 let	< 0,4
žena/muž	7 – 12 let	< 0,3
žena	13 – 17 let	< 0,55
muž	13 – 17 let	< 0,75
žena	18 – 120 let	0,08 – 0,6
muž	18 – 120 let	0,13 – 1,02

