

## Název vyšetření: Glykovaný hemoglobin

<b>Zkratka</b>	<b>HbA1c</b>	<b>Režim: Rutina</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon:</b> 419
<b>Materiál:</b>	nesrážlivá krev	<b>Minimální množství:</b> 5 ml
<b>Pokyny k odběru:</b>	odběr provádět do monovetv obsahujících protisrážlivé činidlo K3EDTA, zkumavky s červeným uzávěrem	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25 °C
<b>Stabilita laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	5 dní
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>		
<b>Vykazování pro pojišťovnu:</b> rutina	<b>Výkon-kód:</b> 81449	<b>Bod:</b> 199
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-125	
<b>Jednotka:</b>	mmol/mol	
<b>Poznámka:</b>		

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/muž	0 – 120 let	20 – 42