

Název vyšetření: Glukóza v likvoru

Zkratka	GlukL	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	likvor	Minimální množství: 5 ml
Pokyny k odběru:	likvor odebíráme do sterilních plastových zkumavek bez přídavku konzervantů	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	72 hod.
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 81439 81155	Bod: 12 17
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-73	
Jednotka:	mmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	2,5 – 3,89