

Název vyšetření: Glukóza v dialyzátu

Zkratka	GlukD	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	dialyzát	Minimální množství: 5 ml
Pokyny k odběru:	dialyzát odebíráme do sterilních plastových zkumavek bez přídavku konzervantů	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	24 hod.
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81439	Bod: 12
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-73	
Jednotka:	mmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	hodnotí lékař