

Název vyšetření: Folikuly stimulující hormon (Folotropin)

Zkratka	FSH	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	2x týdně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	14 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie, vysoké dávky biotinu - odběr na vyšetření by měl být proveden nejdříve 8 hod. po podání biotinu	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93115	Bod: 216
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-59	
Jednotka:	ng/ml	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 6 dní	0 – 3,4
žena/muž	7 – 30 dní	0,2 – 22,2
žena	1 měsíc – 1 rok	0,2 – 11,1
muž	1 měsíc – 1 rok	0,2 – 2,8
žena	1 – 13 let	0,2 – 11,1
muž	1 – 5 let	0,2 – 2,8
žena	14 – 17 let	1,6 – 17,0
muž	6 – 10 let	0,4 – 3,8
žena	18 – 55 let	1,7 – 21,5
muž	11 – 13 let	0,3 – 4,6
žena	56 – 120 let	25,8 – 134,8
muž	14 – 17 let	1,5 – 12,9
muž	18 – 120 let	1,5 – 12,4
žena	folikulární fáze	3,5 – 12,5
žena	ovulační fáze	4,7 – 21,5
žena	luteální fáze	1,7 – 7,7
žena	postmenopauza	25,8 – 134,8

