

Název vyšetření: Etanol v žaludečním obsahu

Zkratka	EtanoZ	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	žaludeční obsah	Minimální množství: 20 ml
Pokyny k odběru:	vzorek žaludečního obsahu odebíráme do čistých plastových nádob bez konzervantů a aditiv, po odběru zkusavku dobře uzavřeme, aby nedošlo ke ztrátám vzniklým odpařováním	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	48 hod.
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	těkavé desinfekční prostředky	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 99151 99115	Bod: 431 661
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-99	
Jednotka:	g/l (promile)	
Poznámka:	Výsledek vyšetření je orientační a slouží pouze k zdravotnickým účelům. Pro forenzní účely je nutno výsledek ověřit v akreditované toxikologické laboratoři. (Ústav soudního lékařství Brno).	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	hodnotí lékař