

## Název vyšetření: Estradiol

<b>Zkratka</b>	<b>Estrad</b>	<b>Režim: Rutina</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon:</b> 419
<b>Materiál:</b>	srážlivá krev	<b>Minimální množství:</b> 7,5 ml
<b>Pokyny k odběru:</b>	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
<b>Četnost (odezva):</b>	2x týdně	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25 °C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	2 dny
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>	hemolýza, ikterita, vysoké dávky biotinu - odběr na vyšetření by měl být proveden nejdříve 8 hod. po podání biotinu	
<b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina</b>	<b>Výkon-kód:</b> 93149	<b>Bod:</b> 169
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-58	
<b>Jednotka:</b>	pmol/l	
<b>Poznámka:</b>		

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
muž	15 – 120 let	99,4 – 192
žena	15 – 55 let	98 – 1153
žena	56 – 120 let	0 – 183
žena	folikulární fáze	99,4 – 571
žena	ovulační fáze	176,5 – 1153
žena	luteální fáze	122 – 1094
žena	postmenopauza	<183

