

Název vyšetření: Drogový screening

Zkratka	Drogy	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	moč	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	je důležité dodržovat zásady správného odběru moče, moč odebíráme do plastové zkumavky (bez úprav) bez použití konzervantů	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	48 hod.
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	test je vytvořen pouze pro lidskou moč, použití jiných materiálů může vést k falešným výsledkům, pozitivní test je pouze orientační a neudává koncentraci drogy v moči ani míru intoxikace, některé potraviny či potravinové doplňky mohou způsobovat falešnou pozitivitu testu, v případě positivity test nerozlišuje mezi přítomností látky v důsledku léčby nebo v důsledku zneužití, některé interferující sloučeniny mohou způsobit chybný výsledek, negativní výsledek nutně nezaručuje nulový obsah drogy, ale znamená, že koncentrace drogy v moči je nižší, než udávaná cut off hodnota	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 92135 92133	Bod: 414 515
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-107	
Jednotka:		
Poznámka:	výsledek vyšetření je pouze orientační, je vydáván jako pozitivní nebo negativní, součástí souboru jsou vyšetření: amfetamin, metamfetamin, cocain, THC, opiáty	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	Hodnoty cut off jednotlivých drog v moči: Amfetamin: 1000 ng/ml Metamfetamin: 1000 ng/ml Cocain: 300 ng/ml Opiáty: 300 ng/ml THC: 50 ng/ml

