

Název vyšetření: Imunofoxace

Zkratka	ImFix	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení, vzorky odebrané do monovett s protisrážlivým činidlem nemohou být zpracovány, z důvodu přítomnosti fibrinogenu, který při vyšetření interferuje	
Četnost (odezva):	týdně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	1 týden
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	Hemolýza, fibrinogen (plazma)	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 91397	Bod: 1077
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-131	
Jednotka:		
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	hodnotí lékař