

Název vyšetření: Hamburgerův sediment

Zkratka	HSed, EryH, LeuH, ValH	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	sbíraná moč	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	vyšetřuje se moč po tříhodinovém sběru, před začátkem sběru se pacient vymočí mimo sběrnou nádobu. Pak po dobu 3 hodin pouze do sběrné nádoby, po celou dobu sběru pacient setrvává na lůžku, měl by pít, dávka tekutin by ale neměla překročit 300 ml, moč sbíráme do čisté plastové nádoby bez konzervantů, po skončení sběru se moč řádně promíchá a její objem se změří s přesností na 1 ml, do laboratoře je odeslán vzorek moče (cca 10 ml) ve zkumavce	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat ihned. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita laboratoři:	čas:	2 – 8 °C
	teplota:	1 hod.
Interference:	-	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81325	Bod: 25
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-135	
Jednotka:	počet elementů/min	
Poznámka:	soubor obsahuje vyšetření erytrocytů, leukocytů a válců, do žádanky je nutné uvést objem nasbírané moče, ten by neměl být menší než 30 ml a větší než 300 ml,	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	erytrocyty – do 2000/min leukocyty – do 4000/min válců – 0/min