

Název vyšetření: Likvorea

Zkratka	Likvorea K_N, Gluk_N, Bílk_N	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	neznámý sekret	Minimální množství: 5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádějte do čistých odběrových nádob bez konzervantů a aditiv	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	24 hod
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	-	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina – draslík glukóza bílkovina	Výkon-kód: 81393 81539, 81365	Bod: 16 12 12
SOP číslo:		
Jednotka: draslík glukóza bílkovina	mmol/l mmol/l g/l	
Poznámka:	soubor obsahuje vyšetření glukózy, bílkoviny, draslíku	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	hodnotí lékař