

## Název vyšetření: LDL – cholesterol

<b>Zkratka</b>	<b>LDLCh</b>	<b>Režim: Rutina/Statim</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon: 419</b>
<b>Materiál:</b>	srážlivá krev	<b>Minimální množství: 7,5 ml</b>
<b>Pokyny k odběru:</b>	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně/1 hod.	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25 °C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	
	<b>teplota:</b>	
<b>Interference:</b>		
<b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim</b>	<b>Výkon-kód:</b>	<b>Bod:</b>
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-43	
<b>Jednotka:</b>	mmol/l	
<b>Poznámka:</b>	výpočet proveden z hodnot Chol, HDLchol	

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/muž	3 – 17 let	1,0 – 3,0
žena/muž	18 – 120 let	1,2 – 3,0