

Název vyšetření: Kyselina valproová

Zkratka	VALPRO	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita laboratoři:	čas:	24 hod.
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 99139	Bod: 431
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-16	
Jednotka:	µg/ml	
Poznámka:	uchovávat oddělené sérum	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	50 – 100