

Název vyšetření: Kyselina močová

Zkratka	KM	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	5 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina/statim	Výkon-kód: 81523	Bod: 19
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-47	
Jednotka:	μmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 6 týdnů	143 – 340
žena/muž	7 týdnů – 12 měsíců	120 – 340
žena/muž	1 – 15 let	140 – 340
žena	16 – 120 let	142,8 – 339,2
muž	16 – 120 let	202,3 – 416,5