

**Název vyšetření: Kyselina močová v moči – odpad**

<b>Zkratka</b>	<b>KMO</b>	<b>Režim: Rutina</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon: 419</b>
<b>Materiál:</b>	moč sbíraná	<b>Minimální množství: 10 ml</b>
<b>Pokyny k odběru:</b>	z celkového množství nasbírané moče do laboratoře zaslat pouze odlitý vzorek (po promíchání), nádobu se sbíranou močí uchovávat v chladu a temnu	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po skončení sběru
	<b>teplota:</b>	18 – 25 °C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	
	<b>teplota:</b>	
<b>Interference:</b>		
<b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina</b>	<b>Výkon-kód:</b>	<b>Bod:</b>
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-84	
<b>Jednotka:</b>	μmol/24 hod.	
<b>Poznámka:</b>	do žádanky udat celkové množství nasbírané moče, výpočet proveden z hodnot KMU a MnM24	

**Referenční meze:**

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/muž	18 – 120 let	1200 - 5900