

Název vyšetření: Kvocient albuminu

Zkratka	QAIb	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	likvor	Minimální množství: 5 ml
Pokyny k odběru:	likvor odebíráme do sterilních plastových zkumavek bez přídavku konzervantů	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita laboratoři:	čas:	
	teplota:	
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód:	Bod:
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-116	
Jednotka:	10 ⁻³	
Poznámka:	výpočet proveden z hodnoty AlbL	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 2 dny	< 25
žena/muž	3 – 28 dní	< 15
žena/muž	29 dní – 1 rok	< 5
žena/muž	1 – 15 let	< 5
žena/muž	16 – 40 let	< 6,5
žena/muž	41 – 120 let	< 8