

Název vyšetření: Kreatinin v sekretu z drénu

Zkratka	KreatN	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	neznámý sekret	Minimální množství: 5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádějte do čistých odběrových nádob bez konzervantů a aditiv	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	24 hod
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	-	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81499	Bod: 14
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-78	
Jednotka:	μmol/l	
Poznámka:	vyšetření určeno k vyloučení přítomnosti moče v sekretu	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	hodnotí lékař