

Název vyšetření: Kreatinin v moči

Zkratka	KreatU	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	moč	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	odebírá se střední proud první ranní moče, je důležité dodržovat zásady správného odběru moče, moč odebíráme do plastové zkumavky (bez úprav) bez použití konzervantů	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	6 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81499	Bod: 14
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-78	
Jednotka:	mmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 6 týdnů	1,2 – 4,4
žena/muž	7 týdnů – 12 měsíců	1,0 – 4,4
žena/muž	1 – 17 let	5,7 – 14,7
žena	18 – 120 let	2,5 – 20,0
muž	18 – 120 let	3,5 – 24,6