

Název vyšetření: Kreatinin v dialyzátu – odpad

Zkratka	KreatDO	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	sběr dialyzátu	Minimální množství: 5 ml
Pokyny k odběru:	dialyzát odebíráme do sterilních nádob bez přídavku konzervantů, po promíchání odlejeme vzorek do sterilní zkumavky	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	
	teplota:	
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód:	Bod:
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-78	
Jednotka:	μmol	
Poznámka:	do žádanky je nutné uvést objem nasbíraného dialyzátu za 24 hodin, výpočet proveden z hodnot KreatD a MnM24	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	hodnotí lékař