

Název vyšetření: Koeficient energetické bilance v dialyzátu

Zkratka	KEB_D	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	dialyzát	Minimální množství: 5 ml
Pokyny k odběru:	dialyzát odebíráme do sterilních plastových zkumavek bez přídavku konzervantů	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	
	teplota:	
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód:	Bod:
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-74	
Jednotka:		
Poznámka:	výpočet proveden z hodnot GlukD a Lakt_D	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	28 – 38