

Název vyšetření: Prealbumin

Zkratka	Prealb	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	2x týdně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	3 dny
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pojišťovnu: rutina	pro	Výkon-kód: 91143
		Bod: 178
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-117	
Jednotka:	g/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/ muž	0 – 120 let	0,2 – 0,4