

Název vyšetření: ROMA skóre pro premenopauzální ženy

Zkratka	ROMApr	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	
	teplota:	
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód:	Bod:
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-159	
Jednotka:	%	
Poznámka:	výpočet proveden z hodnot HE4, CA125	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena	pře menopauzou	0,0 – 11,4