

Název vyšetření: Prostatický specifický antigen – volný

Zkratka	fPSA	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	5 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81224	Bod: 388
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-67	
Jednotka:	ng/ml	
Poznámka:	odběr provádět nejdříve 48 hodin po vyšetření per rectum a nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
muž	0 – 120 let	hodnotí lékař