

Název vyšetření: Progesteron

Zkratka	Proges	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	2x týdně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	1 týden
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93137	Bod: 149
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-61	
Jednotka:	nmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
muž	15 – 120 let	0,0 – 0,5
žena	15 – 55 let	0,2 – 75,9
žena	56 – 120 let	0,0 – 0,4
žena	folikulární fáze	0,181 – 2,84
žena	ovulační fáze	0,385 – 38,1
žena	luteální fáze	5,82 – 75,9
žena	postmenopauza	0,0 – 0,4