

Název vyšetření: Opiáty v moči

Zkratka	Opiáty	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	moč	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	moč se odbírá do plastové zkumavky (bez úprav) bez použití konzervantů	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	po odběru dodat do 1 hodiny do laboratoře
	teplota:	18 – 25°C
Stabilita v laboratoři:	čas:	48 hodin
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 99151 99115	Bod: 431 661
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-104	
Jednotka:	ng/ml	
Poznámka:	Výsledek vyšetření je orientační a slouží výhradně ke zdravotnickým účelům. Pro forenzní účely je nutno výsledek ověřit v akreditované toxikologické laboratoři. (Ústav soudního lékařství Brno).	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	Cut off hodnota pro opiáty v moči je 300 ng/ml.