

Název vyšetření: Odhad glomerulární filtrace u dětí dle Schwartze

| | | |
|---|--|---|
| Zkratka | Shwarz | Režim: Rutina/Statim |
| Pracoviště: | CLA – biochemie | Telefon: 419 |
| Materiál: | srážlivá krev | Minimální množství: 7,5 ml |
| Pokyny k odběru: | odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení | |
| Četnost (odezva): | denně | |
| Transport: | čas: | do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru |
| | teplota: | 20 – 25 °C |
| Stabilita laboratoři: | čas: | |
| | teplota: | |
| Interference: | | |
| Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim | Výkon-kód: | Bod: |
| SOP číslo: | SOP-PLO-OKB-78 | |
| Jednotka: | ml/s/1,73m ² | |
| Poznámka: | výpočet proveden z hodnot Kreat, cmPac | |

Referenční meze:

| Pohlaví | Věk | Referenční hodnota |
|----------------|------------|---------------------------|
| žena/muž | 1 – 17 let | >1,5 |
| | | |