

Střední objem trombocytů (KO, KODIF)

Vyšetřením krevního obrazu zjistíme hodnoty leukocytární, erytrocytární a trombocytární řady. Odchytky v krevním obraze bývají u hematologických, hematoonkologických onemocnění a celé řady dalších chorob.

Zkratka:	MPV	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	viz KO, KODIF	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 15 °C.	
Interference:	viz KO, KODIF	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: viz KO, KODIF	Bod: viz KO, KODIF
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000)	
Jednotka:	fl	
Poznámka:	viz KO, KODIF	

Referenční mez
7,8 – 11,0