

Název vyšetření: Nádorové antigeny CA 125

Zkratka	CA 125	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	5 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	vysoké dávky biotinu – odběr možný nejdříve po 8 hodinách po poslední dávce	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93223	Bod: 498
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-69	
Jednotka:	U/ml	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	15 – 120 let	0,0 – 35,0