

Název vyšetření: Myoglobin

Zkratka	MyogIS	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita laboratoři:	čas:	1 týden
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93135	Bod: 255
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-19	
Jednotka:	µg/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena	0 – 120 let	25 – 58
muž	0 – 120 let	28 – 72