

Název vyšetření: Moč mikroskopicky

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Zkratka | moč CH+S | Režim: Rutina |
| Pracoviště: | CLA – biochemie | Telefon: 419 |
| Materiál: | moč | Minimální množství: 10 ml |
| Pokyny k odběru: | odebírá se střední proud první ranní moče, je důležité dodržovat zásady správného odběru moče, moč odebíráme do plastové zkumavky (bez úprav) bez použití konzervantů | |
| Četnost (odezva): | denně | |
| Transport: | čas: | do laboratoře dodat ihned po odběru |
| | teplota: | 18 – 25 °C |
| Stabilita v laboratoři: | čas: | 1 hod. |
| | teplota: | 2 – 8 °C |
| Interference: | | |
| Vykazování pro pojišťovnu: rutina | Výkon-kód: 81347 | Bod: 25 |
| SOP číslo: | SOP-PLO-OKB-137 | |
| Jednotka: | | |
| Poznámka: | do souboru vyšetření patří: erytrocyty, leukocyty, epitelie dlaždicové, epitelie přechodné, epitelie renální tubulární, bakterie, hlen, kvasinky, spermie, válce hyalinní, erytrocytové, leukocytové, buněčné, voskové, krystaly (oxaláty, triplefosfáty, uráty, kys. močová, cystinové krystaly, ...), drť, trichomonády, artefakty | |

Referenční meze:

| Pohlaví | Věk | Referenční hodnota |
|----------------|-------------|---------------------------|
| žena/muž | 0 – 120 let | hodnotí lékař |
| | | |