

Název vyšetření: Moč chemicky

Zkratka	moč CH+S	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	moč	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	odebírání se střední proud první ranní moče, je důležité dodržovat zásady správného odběru moče, moč odebíráme do plastové zkumavky (bez úprav) bez použití konzervantů	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat ihned po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	1 hod.
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81347	Bod: 25
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-137	
Jednotka:	arbj.	
Poznámka:	do souboru vyšetření patří: pH, bilirubin, bílkovina, glukóza, ketolátky, urobilinogen, krev, specifická hmotnost	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	hodnotí lékař