

Střední objem erytrocytů (KO, KODIF)

Vyšetřením krevního obrazu zjistíme hodnoty leukocytární, erytrocytární a trombocytární řady. Odchytky v krevním obraze bývají u hematologických, hematoonkologických onemocnění a celé řady dalších chorob.

Zkratka:	MCV	
Pracoviště:	Hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	viz KO, KODIF	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 15 °C.	
Interference:	Viz KO, KODIF	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: viz KO, KODIF	Bod: viz KO, KODIF
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000)	
Jednotka:	fL	
Poznámka:	viz KO, KODIF	
Četnost (odezva):	viz KO, KODIF	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
	0 – 3 dny	95 – 121
	4 – 14 dní	88 – 126
	15 – 30 dní	86 – 124
	31 – 60 dní	85 – 123
	61 – 90 dní	77 – 115
	91 – 180 dní	74 – 108
	181 – 365 dní	70 – 86
	1 – 2 roky	70 – 86
	2 – 6 roky	75 – 87
	6 – 12 roky	77 – 95
Ženy	12 – 15 let	78 – 102
Muži		79 – 98
Ženy	>15 rok	92 – 98
Muži		82 – 98