

Název vyšetření: Volné lehké řetězce – kappa

| | | |
|--|--|---|
| Zkratka | Kappa | Režim: Rutina |
| Pracoviště: | CLA – biochemie | Telefon: 419 |
| Materiál: | srážlivá krev | Minimální množství: 7,5 ml |
| Pokyny k odběru: | odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení | |
| Četnost (odezva): | týdně | |
| Transport: | čas: | do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru |
| | teplota: | 20 – 25 °C |
| Stabilita v laboratoři: | čas: | 21 dní |
| | teplota: | 2 – 8 °C |
| Interference: | hemolýza, ikterita, lipemie | |
| Vykazování pro pojišťovnu: rutina | Výkon-kód: 91167 | Bod: 295 |
| SOP číslo: | SOP-PLO-OKB-147 | |
| Jednotka: | mg/l | |
| Poznámka: | | |

Referenční meze:

| Pohlaví | Věk | Referenční hodnota |
|----------------|-------------|---------------------------|
| žena/muž | 0 – 120 let | 3,3 – 19,4 |
| | | |